

Visualizamos un mundo donde todos pueden disfrutar de los sonidos que enriquecen la vida diaria. Con Sonic, cada día suena mejor.



Trek Super Power

Trek Ultra Power

Bluetooth es una marca comercial perteneciente a Bluetooth SIG, Inc., EE.UU. Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad, iPod touch y Apple Watch son marcas de Apple Inc. registradas en EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

© 2019 Sonic Innovations, Inc. Todos los derechos reservados.

**trek**<sup>TM</sup>  
Experimenta más

## Te presentamos a Trek. Experimenta el mundo con más precisión.

Trek es la familia más nueva de Sonic en unirse a la revolucionaria plataforma tecnológica **SoundDNA**. Ofrece nuestra solución más potente para un sonido natural y mejor entendimiento para ayudarte a experimentar más del mundo que te rodea.

Con su elegante diseño, conectividad inalámbrica y funciones personalizadas, con Trek llegarás más lejos.

Trek es versátil y se adapta a tus preferencias. La protección robusta ante agua y el polvo logran que Trek esté listo para acompañarte en donde sea que te lleve la vida.

Trek Super Power  
y Ultra Power BTE

Diseñado para cumplir con las necesidades únicas de la pérdida auditiva severa a profunda, Trek es un audífono muy adelantado. Trek te ayuda a aprovechar las conversaciones, conexiones y experiencias sonoras de la vida diaria al optimizar el volumen y la claridad para una mayor precisión.

## Experimenta más

Trek se encuentra disponible en dos niveles de rendimiento y está listo para todas las aventuras de la vida. Incluye las siguientes funciones confiables para que Cada día suene mejor.\*

**Procesamiento variable del habla SVP** logra que el habla sea más fácil de oír en las situaciones diarias

**Administración del habla en ruido SpiN** reduce el ruido no deseado para que puedas comprender mejor las conversaciones en situaciones difíciles

**Supresor adaptativo de retroalimentación Pro** silencia los chillidos de la retroalimentación para que no te distraigas

**Tinnitus SoundSupport** alivia temporalmente el pitido en tus oídos con sonidos personalizados

**Transferencia de frecuencias** transfiere la información de la palabra aguda a un rango más grave para permitir que identifiques las consonantes

**Rango del Control de volumen** permite hacer ajustes más finos y precisos al volumen de tus audífonos

**Trek cuenta con opciones adicionales para estar a la par en más lugares:\*\***

**SmartCompress** mantiene el sonido natural en entornos auditivos cambiantes

**El Rango dinámico expandido** mantiene los sonidos fuertes de manera clara, como en el cine o lugares de culto y demás

**Administración binaural de ruido** reduce aún más el ruido no deseado de un lado para lograr un sonido más balanceado, lo que resulta de utilidad al estar en un automóvil o durante reuniones animadas

\* Las prestaciones no están disponibles en todos los modelos. Consulta con tu audioprotesista para recibir más información.

\*\* Sólo en Trek 80.

La calificación IP68 de Trek significa una protección impresionante contra el agua y el polvo. Consulta con tu audioprotesista para recibir más información.



## Un diseño elegante

Trek está disponible en seis colores sofisticados y dos modelos con una pila tamaño 13 o tamaño 675. Consulta con tu audioprotesista para determinar cuál es mejor para ti y tus necesidades.




beige oscuro gris negro rojo azul

## Bienvenidos al mundo inalámbrico

¿Usas mucho tu smartphone y dispositivos con Bluetooth™? Conoce todas las maneras en que Trek te puede conectar con el mundo inalámbrico.<sup>1</sup>

### Sistema de radio doble

Envía llamadas o música directamente a tus audífonos— desde un iPhone® o cualquier otro accesorio de Sonic mediante Bluetooth Low-Energy (BLE) de bajo consumo a 2,4 GHz y la Inducción magnética de campo cercano (NFC). Este sistema inalámbrico de dos partes de Trek es directo, rápido y confiable.



Aplicación SoundLink 2



SoundClip-A



Adaptador para teléfono 2



TV-A

**Amplía el acceso a aún más sonidos con estas opciones de conectividad:**

**Aplicación SoundLink 2**—Descarga la aplicación para cambiar tu programa auditivo, ajustar el volumen, controlar los sonidos de alivio de los acúfenos y navega por los accesorios desde tu iPhone® o tu smartphone Android™. Incluso, puedes ver el porcentaje de la pila, para conocer cuándo es el momento de cambiar las pilas.



**SoundClip-A**—Transmisión de sonido en estéreo desde una gama de dispositivos compatibles con Bluetooth®. Este accesorio también funciona como un micrófono remoto, control remoto y permite que los audífonos Trek se puedan usar como auriculares en estéreo para realizar llamadas sin usar las manos.

**Adaptador TV-A**—Transmisión del sonido desde un televisor mediante Trek. El adaptador se conecta fácilmente a la mayoría de los televisores.

**Control Remoto RC-A**—Ajusta el volumen y los programas con un clic con este liviano y discreto control remoto.

**If This Then That (Si sucede esto, entonces haga aquello)**—IFTTT es un servicio en base a la web que conecta todo tipo de dispositivos digitales mediante Internet de las cosas para que la vida sea más cómoda. Por ejemplo, Trek puede enviar una señal audible a un correo electrónico o un mensaje de texto cuando la pila esté baja. Requiere la aplicación SoundLink 2 App.

<sup>1</sup> Trek es un audífono iPhone® compatible con dispositivos equipados con iOS 9.3 o posterior. Para más información sobre la compatibilidad, visita: [www.sonici.global/compatibility](http://www.sonici.global/compatibility).