


Cargador Plus MNR T R

Guía de especificaciones

El Cargador Plus es un accesorio portátil diseñado para cargar el Radiant/Radiant SE miniRITE T R sobre la marcha. Con tecnología de iones de litio incorporada, un cable de alimentación USB-C desmontable y un banco de energía, permite tres recargas del MNR T R sin necesidad

de una fuente de alimentación. Conveniente para viajar, la tapa brinda un almacenamiento y transporte seguros de los aparatos auditivos, y la función de secado controla la humedad cuando la tapa está cerrada.



Artículos incluidos en el embalaje

- Instrucciones de uso
- Enchufe de fuente de alimentación
- Cable USB

Tiempos de carga de aparatos auditivos (cuando están completamente descargados)

- 3 h = Carga completa
- 1 h = 50 % de carga
- 30 min = 25 % de carga

¹ El enchufe de alimentación variará de un país a otro
www.sonici.com

Cargador Plus MNR T R – Datos técnicos

Cargador Plus MNR T R


Diseñado para/compatibilidad	Radiant, Radiant SE, miniRITE T R
Dimensiones	Altura 76.4 mm / Ancho 47.2 mm / Longitud 95 mm
Peso	180 gramos (6.4 oz)
Color	Negro
Enchufe de fuente de alimentación	USB A
Indicaciones de estado	Luz LED en el cargador cuando está conectado a una fuente de alimentación: Indica el estado de carga del banco de alimentación. Luz LED en el cargador cuando está desconectado de una fuente de alimentación: Indica el nivel de pila del banco de alimentación. Luz LED en los aparatos auditivos durante la carga: Indica el modo de carga
Tiempo de carga de los aparatos auditivos	Máx. 3 horas dependiendo del estado inicial de la pila (Temperatura: +10°C a +35°C (+50°F a +95°F)) Máx. 4 horas dependiendo del estado inicial de la pila (Temperatura: +5°C a +10°C (+41°F a +50°F) / +35°C a +38°C (+95°F a +104°F))
Tiempo de carga de la pila del banco de alimentación	Máx. 4 horas de carga dependiendo del estado inicial de la pila Temperatura: +10°C a +35°C (+50°F a +95°F)
Fuente de alimentación	Fuente de alimentación suministrada
Voltaje de entrada	5V CC
Corriente de entrada	Máx. 1A (pila interna de carga y 2 aparatos auditivos)
Cable	Cable desmontable / 150 cm
Conectado al equipo externo	Cuando se conecta a un equipo externo enchufado a una toma de corriente de pared, este equipo debe cumplir con las normas de seguridad IEC-62368 o equivalentes.

Condiciones de uso

Condiciones de operación	Temperatura: +5°C a +38°C (+41°F a +100°F) Humedad relativa: 5 % a 93 %, sin condensación
Condiciones de almacenamiento y transporte	Temperatura: -25°C a +60°C (-13°F a +140°F) Humedad relativa: 5 % a 93 %, sin condensación
Presión atmosférica	700 hPa a 1060 hPa

Datos técnicos: Unidad de fuente de alimentación

Voltaje de entrada	100 – 240V CA
Frecuencia de entrada	50 – 60 Hz
Voltaje de salida	5V CC
Corriente de salida	1A



Sedes Mundiales

Sonic Innovations, Inc.
2501 Cottontail Lane
Somerset, NJ 08873
EE. UU.
+1 888 423 7834